



Productos para Laboratorio  
[www.acefesa.com](http://www.acefesa.com)

## QUANTOFIX® Tiras reactivas Promoción especial

### Tiras reactivas semicuantitativas

Las tiras reactivas QUANTOFIX® satisfacen todas las exigencias de los tests rápidos modernos. El color de la almohadilla reactiva cambia según la concentración del analito en la muestra. La evaluación se realiza casi siempre de forma visual por comparación con una escala de colores. Las tiras reactivas QUANTOFIX® permiten un análisis sencillo, en el lugar de toma de muestra.

### Resultados cuantitativos con QUANTOFIX® Relax

El lector de tiras QUANTOFIX® Relax proporciona resultados objetivos y cuantitativos para muchos parámetros importantes. Los datos de medición que incluyen hora, fecha e ID de muestra son impresos, almacenados y pueden ser transmitidos a un sistema informatizado. Esto permite una rápida y fiable documentación de los resultados de las pruebas, que son especialmente útiles para los departamentos de control de calidad.

### Marca CE para aplicaciones médicas

Algunas tiras QUANTOFIX® llevan la homologación CE en conformidad con la directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios. Cumplen con las altas exigencias establecidas por la legislación y garantizan resultados fiables en aplicaciones médicas.

### Tiras reactivas para cada aplicación



Acuicultura · Bebidas · Productos lácteos · Alimentos · Aguas residuales · Otros



### Principales ventajas

- ✓ Rápido - Tiras semicuantitativas
- ✓ Fácil - Análisis en el lugar de toma de muestra
- ✓ Fiable - Resultados cuantitativos con QUANTOFIX® Relax



Test	Código	Rango de medida	QUANTOFIX Relax*	CE / Desinfección	Acuicultura	Bebidas	Lácteos	Alimentos	Salud	Horticultura	Plantas residuales	Talleres	Precio recomendado
Amonio	91315RM	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 200 · 400 mg/L NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	•							•	•		44,69 €
Ácido Ascórbico	91314RM	0 · 50 · 100 · 200 · 300 · 500 · 700 1000 · 2000 mg/L vit. C	•			•		•					30,40 €
Ácido Peracético 50	91340RM	0 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 mg/L ác. peracético	•	•		•	•		•				32,04 €
Ácido Peracético 500	91341RM	0 · 50 · 100 · 200 · 300 · 400 · 500 mg/L ác. peracético	•	•									32,04 €
Calcio	91324RM	0 · 10 · 25 · 50 · 100 mg/L Ca <sup>2+</sup>					•			•			56,30 €
Cianuro	91318RM	0 · 1 · 3 · 10 · 30 mg/L CN <sup>-</sup>				•		•					53,27 €
Cloro	91317RM	0 · 1 · 3 · 10 · 30 · 100 mg/L Cl <sub>2</sub>								•			53,57 €
Cloro Sensitive	91339RM	0 · 0.1 · 0.5 · 1 · 3 · 10 mg/L Cl <sub>2</sub>	•	•	•		•		•	•			25,71 €
Cloruro	91321RM	0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 · ≥ 3000 mg/L Cl <sup>-</sup>									•		32,04 €
Dureza de Carbonato	91323RM	0 · 3 · 6 · 10 · 15 · 20 °d			•					•			28,05 €
Fosfato	91320RM	0 · 3 · 10 · 25 · 50 · 100 mg/L PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	•							•	•		40,10 €
Glucosa	91348RM	0 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 · 2000 mg/L Glucosa	•			•		•					26,53 €
Glutaraldehído	91343RM	0 · 0.5 · 1.0 · 1.5 · 2.0 · 2.5 % glutaraldehído		•					•				36,53 €
Nitrato / Nitrito	91313RM	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 mg/L NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	•		•	•		•		•	•		27,65 €
Nitrito	91311RM	0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80 mg/L NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	•		•							•	26,73 €
Nitrito 3000	91322RM	0 · 100 · 300 · 600 · 1000 · 2000 · 3000 mg/L NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>									•		26,73 €
Peróxido 25	91319RM	0 · 0.5 · 2 · 5 · 10 · 25 mg/L H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	•			•	•	•					25,71 €
Peróxido 100	91312RM	0 · 1 · 3 · 10 · 30 · 100 mg/L H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	•	•					•				25,71 €
Peróxido 1000	91333RM	0 · 50 · 150 · 300 · 500 · 800 · 1000 mg/L H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	•			•	•		•				26,35 €
Potasio	91316RM	0 · 200 · 400 · 700 · 1000 · 1500 mg/L K <sup>+</sup>								•			44,70 €
QUAT	91337RM	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 mg/L benzalconio cloruro				•			•				26,45 €
Sulfito	91306RM	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 mg/L SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	•			•		•					26,63 €

\* Si la evaluación se realiza con QUANTOFIX® Relax, no utilice estas tiras reactivas para aplicaciones médicas.

QUANTOFIX® Relax.  
Solicite información si precisa  
resultados cuantitativos con las  
tiras reactivas QUANTOFIX®.



Promoción válida desde el 15 de abril hasta el 31 de julio de 2019.

ACEFE, S.A.



#### Sede Central

Calle Isaac Peral, 5  
Pol. Ind. Camí Ral  
08850 Gavà, SPAIN  
Tel.: +34 936-362-002  
acefesa@acefesa.com

#### Delegación Levante y Sur

Charo Ortín López  
Tel.: +34 670-906-508  
comercial2@acefesa.com

#### Delegación Noroeste

Francisco Gutiérrez Gómez  
Tel.: +34 627-449-343  
comercial7@acefesa.com