



Productos para Laboratorio

Promoción 2024 - válida hasta 15/12/24

## Valorador automático Flash

Con pantalla táctil gráfica 4,3" y 480 x 272.  
 Incluye una bureta, una bomba y conexiones a  
 muestreador automático, USB, impresora, etc.  
 Ampliable con otra bureta (total 2) y 2 bombas más  
 (total 3) y muestreador automático (Sampler)  
 ¡Todo en el mismo módulo!  
 Valoración a 1 o 2 puntos finales de pH, mV, ISE y  $\mu\text{A}$   
 ( $\text{SO}_2\text{...}$ ) Valoración por retroceso, etc.

Cat nº	Descripción
ST-FLASH1B	Valorador automático, con 1 bureta y 1 bomba, con tubos, sonda de temperatura y stand de valoración. Sin electrodos.

Ahora -10%. Consultar



## pH 50 VIOLAB

Medidas: pH - redox - temperatura  
 pH 0.00...14.00 (0.1 - 0.01 pH)  
 mV -1000...1000 (1 mV)  
 Temperatura 0...100.0 (0.1 °C)  
 Calibración automática en 3 puntos y compensación  
 de temperatura. Calibración y configuración guiada.  
 Inmediato. Pantalla retroiluminada a color.

Cat nº	Descripción
G-PH50V-3	Incluye electrodo de pH de plástico XS 201TN con sensor de temperatura integrado, cable, brazo articulado, disoluciones tampón pH 4.01 y pH 7.00 y manual en español.

Antes PVP 419€ / Ahora PVP 380€



## Turbidímetro TN3020

Diseñado con estructura óptica de alta exactitud,  
 para obtener una medición precisa y estable.  
**Cumple con el Real Decreto 3/2023 de  
 aguas de consumo y el estándar ISO 7027**  
 Especial para baja turbidez (0-20 NTU)

Cat nº	Descripción
TL-TN3020-3	Turbidímetro portátil TN3020, con maleta, 3 viales con patrones de: 0, 1, 20 NTU certificados, viales vacíos para muestras y accesorios.

Antes PVP 895€ / Ahora PVP 790€



**SEDE CENTRAL**  
 Calle Isaac Peral, 5  
 Pol. Ind. Camí Ral  
 08850 Gavà, España  
 Tel.: +34 936-362-002  
 acefesa@acefesa.com

**DELEGACIONES**  
 Cataluña Norte:  
 Cataluña Sur:  
 Centro y Sur:  
 Levante:  
 Noroeste:

Julio Mesa  
 Cristian Gimó  
 Manuel Mena  
 Charo Ortín  
 Francisco Gutiérrez

Tel.: 670-906-156  
 Tel.: 617-486-038  
 Tel.: 617-486-039  
 Tel.: 670-906-508  
 Tel.: 627-449-343

@  
 comercial3@acefesa.com  
 comercial6@acefesa.com  
 comercial5@acefesa.com  
 comercial2@acefesa.com  
 comercial7@acefesa.com

## pHFOODT5

### Medidor de pH y temperatura, para alimentación

Con electrodo de pH para penetración recambiable, calibración en 3 puntos con indicación de puntos de calibración y estabilidad.

Cat nº	Descripción
G-PHFOODT5	Tester PHT5FOOD, incluye sensor de pH recambiable, con estuche y disoluciones patrón pH.

Antes PVP 282€ / Ahora PVP 260€



## Medidor de calidad de aceites TPM1

Diseñado para realizar análisis de aceite de fritura con seguridad y eficiencia. Maximiza el ahorro optimizando el cambio del aceite. Sensor recambiable. IP68.

Aceite de calibración incluido.

Cat nº	Descripción
LP-TPM1	Medidor de calidad de aceite, incluye maleta, pilas, destornillador, aceite patrón y manual español.

Antes PVP 498€ / Ahora PVP 452€



## Medidor de actividad de agua aWlife

Conocer el valor de actividad de agua (Aw), nos posibilita controlar y optimizar el proceso de fabricación en especial de alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos.

**Conforme a normas internacionales**

ISO 18787 (antes ISO 21807)

UNE EN ISO 29621:2017

AOAC / CE nº 882/2004 y 669/2009

USP <1112>

Cat nº	Descripción
ST-090882	Medidor de actividad de agua aWlife

Ahora -6%. Consultar



ACEFE, S.A.



**SEDE CENTRAL**  
Calle Isaac Peral, 5  
Pol. Ind. Camí Ral  
08850 Gavà, España  
Tel.: +34 936-362-002  
acefesa@acefesa.com

**DELEGACIONES**  
Cataluña Norte:  
Cataluña Sur:  
Centro y Sur:  
Levante:  
Noroeste:

• Julio Mesa  
Cristian Gimó  
Manuel Mena  
Charo Ortin  
Francisco Gutiérrez

☎ Tel.: 670-906-156  
Tel.: 617-486-038  
Tel.: 617-486-039  
Tel.: 670-906-508  
Tel.: 627-449-343

@ comercial3@acefesa.com  
comercial6@acefesa.com  
comercial5@acefesa.com  
comercial2@acefesa.com  
comercial7@acefesa.com

## Electrodo Food Temp BNC

Electrodo de pH con sensor de °C, para medida en alimentos, como derivados lácticos, salsas, zumos, medios con proteínas y algunas aplicaciones especiales como cosmética, etc.

Cat nº	Descripción
G-32200753	Cuerpo de vidrio, -10...100 °C, 3 diafragmas, electrolito para medios con proteínas., con CAT NTC30K y conector BNC-Cinch

Antes PVP 228€ / Ahora PVP 202€



## Electrodo 2 Pore F

Electrodo de pH de penetración para alimentación en general. Cuerpo en plástico alimentario.

Cat nº	Descripción
G-32200293	Cuerpo POM, 0...60 °C, 2 diafragmas abiertos, electrolito polímero

Antes PVP 171€ / Ahora PVP 152€



## Patrones de pH, conductividad Labprocess

Para una medida fiable es imprescindible efectuar la calibración con patrones de calidad contrastada. Alta precisión, fiabilidad y hasta 2 años de caducidad, con botella que no permite su contaminación, gracias a la válvula entre el vaso y la botella. Y las de pH coloreadas para evitar errores. Económicas, solo 15 ml de patrón en cada calibración (trazables NIST).

Ahora caja de 8 botellas de tampón pH de 500 ml (puede combinar valores entre pH 7, 4, 10 y 9,21) por solo PVP 9,50 €/ unidad

Y caja de 4 botellas de conductividad de 500 ml (puede combinar valores entre 84, 147, 1,413 o 12,880 µS)

por solo PVP 12,50 €/ unidad

pH	Cat nº
	G-51100133, G-51100143, G-51100173, G-51100163

Cond	Cat nº
	G-51100613, G-51100623, G-51100633, G-51100643



ACEFE, S.A.



**SEDE CENTRAL**  
Calle Isaac Peral, 5  
Pol. Ind. Camí Ral  
08850 Gavà, España  
Tel.: +34 936-362-002  
acefesa@acefesa.com

**DELEGACIONES**  
Cataluña Norte:  
Cataluña Sur:  
Centro y Sur:  
Levante:  
Noroeste:

**Julio Mesa**  
Cristian Gimó  
Manuel Mena  
Charo Ortín  
Francisco Gutiérrez

**Tel.:** 670-906-156  
Tel.: 617-486-038  
Tel.: 617-486-039  
Tel.: 670-906-508  
Tel.: 627-449-343

**@**  
comercial3@acefesa.com  
comercial6@acefesa.com  
comercial5@acefesa.com  
comercial2@acefesa.com  
comercial7@acefesa.com